

ADVOCATE®

Redi-Code⁺

Quick Reference Guide



Guía rápida de referencia

Dear ADVOCATE REDI-CODE Plus System Owner:

Thank you for choosing ADVOCATE Redi-CodePlus Blood Glucose Monitoring System to take control of your diabetes. This system is helpful in tracking your blood glucose values. Your Quick Reference Guide assists you to set up the system and helps you to run the test. But if you'd like more information and additional features, please check the User Manual. Please read this Guide carefully before use, or you can read the User Manual for complete information.

Estimado usuario del sistema ADVOCATE REDI-CODE Plus:

Gracias por escoger el sistema de monitoreo de glucosa en sangre ADVOCATE Redi-Code Plus, que ayuda a manejar su diabetes efectivamente. Este sistema es útil para monitorear su glucosa en la sangre. La guía rápida de referencia le ayuda a manejar su sistema para realizar una prueba fácilmente. Si necesita información adicional por favor refiérase al Manual del Usuario. Por favor lea ésta guía cuidadosamente antes de efectuar la prueba o lea el Manual del Usuario para una información completa.

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUIDO POR:


Diabetic Supply of Suncoast, Inc.
HC-3 Box 7017, Dorado, PR 00646
866-373-2824 www.dsosi.com

Customer Service/Servicio al Cliente:

9:00 am - 5:00pm ET
Monday - Friday

At all other times, you should contact your health care professional for assistance.

Items for Testing/Artículos para las Prueba



Lancing Device Dispositivo de Punción



Lancet
Lancetas



Test Strips
Tira Reactivas



Control Solution
Solución de Control

1 INSERT A TEST STRIP TO TURN ON THE METER.

1 Inserte una tira reactiva para encender el monitor aparecerá intermitente.



2 CHOOSE TEST MODES. When is flashing press M button to choose test modes (pre-meal/post-meal/general)

2 SELECCIONE MODOS DE PRUEBA. Cuando esté intermitente presione el botón M para elegir los modos de prueba (Antes de comida/Después de comida/General)



3 While is flashing on the display, apply blood to the absorbent hole of the test strip until the confirmation window is completely covered.

3 Mientras está intermitente en la pantalla, aplique la sangre en el borde absorbente de la tira reactiva hasta que la ventana de confirmación se llene completamente.



The blood should be completely filled in the confirmation window. If you find that the confirmation window is not filled with blood when the meter is counting, NEVER try to add more blood to the test strip. Discard the test strip and retest with a new one.

La sangre debe llenar completamente la ventana de confirmación. Si encuentra que la ventana de confirmación no se llena de sangre cuando el medidor está contando, nunca intente agregar más sangre a la tira reactiva; descartar la tira reactiva y volver a probar con una nueva.

4 After the meter counts to 5, your test result appears along with Date/Time/Result indicator and is automatically stored in the memory.

4 Después de que el monitor cuente hasta cinco, su resultado aparece con fecha/hora, éstos son guardados en la memoria automáticamente.

